

Detalhes:

Capacidade da câmara	12 Litros
Ciclos de esterilização	04 ciclos: - 121°C a 1,3 kgf/cm ² - 127°C a 1,7 kgf/cm ² - 131°C a 2,1 kgf/cm ² - 134°C a 2,3 kgf/cm ²
Altura do gabinete	330 mm
Largura do gabinete	410mm
Profundidade do gabinete	540 mm
Diâmetro da câmara inox	211 mm
Profundidade da câmara inox	335 mm
Tempo de aquecimento	Variável de 15 minutos
Tempo de esterilização	- 30 minutos a 121°C - 06 minutos a 127°C - 15 minutos a 131°C - 15 minutos a 134°C
Tempo de secagem	12 minutos
Potência	1750 Watts
Secagem	Porta entre aberta
Bandejas	03
Fusível	01 (127 - 12 A) (220 - 7,0A)
Voltagem	127 ou 220 V
Frequência	50 / 60 Hz
Visualizador (pressão/temp)	Digital
Peso líquido	28 Kg
Camara, suporte e bandejas	Aço Inoxidável AISI 304