

Capacidade da câmara	12 Litros
Ciclos de esterilização	02 ciclos - 121°C e 134°C com 30 PSI
Altura do gabinete	330 mm
Largura do gabinete	300 mm
Profundidade do gabinete	580 mm
Diâmetro da câmara inox	200 mm
Profundidade da câmara inox	370 mm
Tempo de aquecimento	Variável de 15 minutos
Tempo de esterilização	12 minutos a 134°C a 121°C
Tempo de secagem	12 minutos
Potência	800 Watts
Secagem	Porta entre aberta
Bandejas	02
Fusível	01 (127 - 12 A) (220 - 7,0A)
Voltagem	127 ou 220 V
Frequência	50 / 60 Hz
Visualizador (pressão/temp)	Analógico
Peso líquido	15 Kg
Camara, suporte e bandejas	Aço Inoxidável AISI 304