

Seladora Thermo Plus I

Características	Benefícios
Carenagem externa em vacuum forming. Estrutura interna em aço	Possui excelente resistência estrutural. Facilidade de limpeza. Maior vida útil com design moderno.
Resistência reta de 6mm	Largura ideal para uma boa selagem. Medida adotada conforme normas da ABNT.
Selagem até um comprimento de 300 mm	Capacidade que permite a utilização das embalagens mais utilizadas dentro de um consultório odontológico ou ambiente de clínicas da área de saúde, veterinária, estética, laboratorial, etc.
Controle de tempo de aquecimento	Escala vai de 0 a 10. Permite ajuste conforme tipo de material a ser selado: plástico/plástico entre 1 e 2, papel grau cirúrgico entre 7 e 8. Proporciona tempo adequado para soldar a espessura do plástico.
Lâmpada indicadora	Acende quando a alavanca é acionada e apaga quando o sistema de aquecimento se desliga automaticamente. Essa indicação de funcionamento facilita o manuseio.
Batente teflon recoberto de Celeron	Protege a resistência e permite acabamento na selagem de plástico.
Chave geral Liga e desliga	Manual. Permite economia de energia e dá segurança.
Componentes eletrônicos	Equipamento totalmente transistorizado.
Garantia e Assistência Técnica	01 ano pela Odontobrás com mais de 180 técnicos espalhados por todo o país.